

Autoriai:
V.A. Černogubov
R.R. Ibragimova

**Metodinės rekomendacijos naudojant
žemo dažnio elektromagnetinį „Life Balance“
natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisą**

Visos teisės saugomos,
Šio dokumento arba bet kurios jo dalies atgaminimas, duomenų perdavimas arba platinimas bet kuria forma be išankstinio raštiško MGĮ „Lidomed-Bio“ sutikimo draudžiamas.

RAB Mokslinė-gamybinė įmonė „Lidomed-Bio“
Charkovo m., Ukraina



Turinys

Bendrieji nurodymai

1. Įvadas
2. Prietaiso paskirtis
3. Prietaiso duomenys
4. Paruošimas darbui
5. Darbo su prietaisu tvarka
6. Poveikio lygiai
7. Prietaiso galimybės
8. Kontraindikacijos
9. Atsargumo priemonės dirbant su prietaisu
10. Prietaiso techninė priežiūra
11. Galimybės
 - 11.1. Apsauga nuo parazitų
 - 11.1.1. Bazinės programos
 - 11.2. Organizmo reguliavimas ir harmonizavimas
 - 11.2.1. Bazinės programos
 - 11.3. Universali programa Energy
12. Pastabos

Bendrieji nurodymai

Tai „Life Balance“ natūralių biosistemų korekcijos prietaiso“ naudojimo instrukcija (toliau tekste – prietaisas). Šios instrukcijos paskirtis – supažindinti su prietaiso paskirtimi, jo konstrukcija, naudojimo tvarka, pateikti naudojimo ir techninės priežiūros taisykles.

1. Įvadas

Šiuolaikiniame pasaulyje į mūsų gyvenimą tvirtu žingsniu įžengė biorezonansinės technologijos, įkūnytos prietaisuose, kuriuos galima naudoti namuose. Šios technologijos grindžiamos tuo, kad visi gyvieji organizmai turi jiems būdingą virpesių dažnį ir skleidžia tam tikras bangas. Šias bangas galima aptikti ir matuoti. O esant sutrikimams keičiasi ir bangos ilgis, kadangi atsiranda sveikiems organams ir audiniams nebūdingas dažnis. Visus organizmo rodmenis galima išmatuoti gana tiksliai ir juos pakoreguoti, jei šie rodmenys rodo sveikatos problemas, apie kurias žmogus anksčiau nežinojo. Iš to seka, kad kiekvienas žmogus prireikus gali preliminariai iširti savo organizmą, be drastiškų priemonių, naudodamas specialius biorezonansinio poveikio aparatus. Tyrimų rezultatai rodo, kad toks sveikatinimo poveikis užtikrina stublinamą teigiamą rezultatą iki 95 proc.

Mes siūlome sprendimą – **„Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisą, kuris skirtas organizmo apsauginėms galioms stiprinti ir gamtinių biosistemų natūraliai elektromagnetinei spinduliuotei koreguoti.**

Tai unikalus, analogų visame pasaulyje neturintis elektromagnetinis prietaisas, skirtas aukštam sveikatos koeficientui palaikyti. Jo poveikis pagrįstas spinduliuojamomis elektromagnetinėmis bangomis, kurios rezonuoja su įvairių parazitų – nuo virusų iki helmintų ir žmogaus organų bei sistemų virpesiais. Life Balance pasirinktinai ir kryptingai veikia ligų sukėlėjus ir juos inaktyvina, todėl žmogaus organizmui suteikiama galimybė funkcionuoti natūraliomis sąlygomis, neapsunkintomis išorės veiksniais. Padeda harmonizuoti organus ir sistemas. Tokius prietaisus šiandien kuria RAB Mokslinė-gamybinė įmonė „Lidomed-Bio“ Charkovo m., Ukraina.

Svarbiausia: dabar mes turime prietaisų, padedančių išsaugoti sveikatą!

Apie sveikatos būklės palaikymą nevalia pamiršti bet kurio amžiaus žmogui. Nesvarbu, kiek žmogui metų, jis privalo mylėti, puoselėti save ir saugoti sveikatą per visą savo gyvenimą.

Dėmesio: „Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisai nėra medicininės paskirties gaminiai!


2. Prietaiso paskirtis

Pagrindinis „Life Balance“ veikimo principas – organizmo funkcijų korekcija elektromagnetinės spinduliuotės poveikiu. Visos spinduliuotės turi tam tikrus parametrus, galinčius sąveikauti su žmogaus organizmo bioritmais. Poveikis pagrįstas tuo, kad individualiai parenkamas tam tikras dažnis, kuris, veikdamas organizmą, gali aktyvinti

fiziologinius procesus, harmonizuodamas ir stabilizuodamas visus procesus, vykstančius žmogaus organizme, darydamas poveikį silpnais elektromagnetiniais signalais.

3. Prietaiso duomenys

Prietaiso korpusas pagamintas iš polistirolu



2 pav. „Life-Balance“

- 1 – „Life-Balance“ prietaiso ekranas.
- 2 – Prietaiso mygtukas [j./lšj.
- 3 – Patvirtinimo mygtukas.
- 4 – Meniu užsakymo mygtukas.
- 5 – Meniu užsakymo signalo reguliavimo lygio mygtukas.
- 6 – Programų pasirinkimo mygtukas – aukštyn.
- 7 – Programų pasirinkimo mygtukas – žemyn.

4. Paruošimas darbui

4.1. Jeigu prietaisas buvo transportuojamas arba laikomas žemoje temperatūroje, prieš įjungiant, jį reikia palaikyti kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

4.2. Išimti produktą iš pakuotės ir vizualiai apžiūrinti įsitikinti, kad nėra mechaninių pažeidimų. Patikrinti prietaiso komplektiškumą.

4.3. Įjungti prietaisą ir vykdyti ekrane matomus nurodymus.

5. Prietaiso naudojimo tvarka

5.1 Mygtuku 2 įjungti prietaisą;

- Valdant mygtukais pasirinkti reikiamą programą.
- Kai programa bus įvykdyta, prietaisas automatiškai išsijungs.

Jei reikia, nustatymo meniu mygtuku 4 pasirinkti kitą sąsajos kalbą bei pakoreguoti signalo lygį mygtuku 5.

6. Poveikio lygiai

Pagal nutylėjamą prietaise nustatytas optimalus **1-asis spinduliavimo intensyvumo lygis**.

Šis lygis naudojamas profilaktikai ir organizmo korekcijai esant nežymiems organų ir sistemų pakitimams, naudojamas tada, kai prietaisas yra visai arti, pavyzdžiui, nešiojant aparatą drabužių kišenėse.

Prietaisą reikia pagal galimybes laikyti arčiau probleminės zonos (pavyzdžiui, norint daryti poveikį širdžiai, bronchų ir plaučių sistemai – kišenėje, esančioje krūtinės srityje, šlapimo ir lytinei sistemai – kelnų kišenėje ir t.t.

2-asis intensyvumo lygis naudojamas siekiant paveikti vangius lėtinius organų uždegiminiuosius procesus, jiems paūmėjus, taip pat jei organizme yra uždegiminių pakitimų.

3-iasis intensyvumo lygis rekomenduojamas tada, kai prietaisas naudojamas šiek tiek iš didesnio atstumo (pavyzdžiui, jei jis padėtas ant automobilio skydelio arba ant stalo).

4-asis intensyvumo lygis rekomenduojamas stebint gydytojui, kai testuojama Life Profi įrenginiu (sergant ligomis, kurios anksčiau sunkiai pasiduodavo gydymui). Šis režimas gali būti naudojamas tiek tada, kai prietaisas yra arti kūno, tiek iš 1 metro atstumo.

5-asis intensyvumo lygis naudojamas tada, kai procedūros daromos visai šeimai, iki 1,5 metro atstumu. Kai įjungtas toks prietaiso režimas, jis spinduliuoja stipriausius signalus ir atitinkamai naudoja daugiausia srovės. Lygį galima panaudoti ligų prevencijai, taip pat organizmo sanavimui nuo parazituojančių mikrobu (helmintų, pirmuonių, virusų ir t.t.). Pavyzdžiui, padidėjusio virusų poveikio laikotarpiais (sergant gripu, adenovirusinėmis, rotavirusinėmis ligomis ir t.t.). Pageidautina 5 lygį naudoti stebint gydytojui.

Pažymėtina, kad kuo intensyvesnis spinduliavimo procesas, tuo trumpesnis prietaiso nepertraukiamo veikimo laikas, t.y. baterija greičiau išsikrauna.

Dėmesio: Naudojant individualiai sudarytas programas automatiniu režimu, pagal testavimo rezultatus Life expert prietaisu, rekomenduojama nustatyti 1 arba 2 intensyvumo lygio poveikį. 3, 4, 5 lygius rekomenduojama naudoti stebint gydytojui.

7. Prietaiso galimybės

- Yra integruotos 35 antiparazitinės programos, 35 reguliavimo ir harmonizavimo programos, 1 Life Energy programa (universalioji programa nuovargiui šalinti ir organizmo apsauginėms funkcijoms reguliuoti).
- Veikimo spindulys iki 1,5 m;
- Darbinių dažnių diapazonas 0,1 Hz – 100 kHz;
- Dažnio nustatymo žingsnis 0,01 Hz;
- Vidinių antenų – spindulių šaltinių skaičius – 2, jos veikia 27 MHz ir 10 kHz laikančiais dažniais;
- Prietaisas programuojamas kompleksais be programavimo prietaiso standartiniu USB laidu;
- Rankiniu būdu reguliuojamas signalo lygis;
- Spalvotas ekranas su daugiakalbiu meniu;
- Maitinimas: Li-Ion akumuliatorius;

Nepertraukiamo veikimo laikas priklauso nuo pasirinkto prietaiso spinduliavimo lygio ir yra nuo 3 iki 8 val.

8. Kontraindikacijos

Absoliučios:

- Implantuotas elektrokardiostimuliatorius;
- Yra transplantuotų organų

Santykinės:

- Gerybiniai ir piktybiniai dariniai
- Kraujo krešumas
- Ūmūs smegenų kraujotakos ir vainikinės kraujotakos sutrikimai;
- Nėštumas (pirmasis trimestras)
- Epilepsija
- Individualus elektromagnetinės įtakos netoleravimas
- Psichikos ligos
- Vaikus iki 1 metų privalo atidžiai stebėti gydytojas

Dėmesio: naudojant programas gali paūmėti pagrindinė liga, ji gali išprovokuoti bendrą silpnumą, negalavimą, diarėją, dažną šlapinimąsi, troškulį, mieguistumą, temperatūrą. Šiuo atveju reikia padidinti intervalą tarp seansų savijautai pagerinti. Visos reakcijos gali pasireikšti tik pirmosiomis prietaiso naudojimo savaitėmis. Šie pakitimai susiję su individualia organizmo reakcija į prietaiso sklaidžiamų bangų poveikį ir liudija, kad sustiprėjo užteršto organizmo šalinimo reakcijos. Kai kuriais atvejais reakcija gali pasireikšti vėlesniais laikotarpiais ir diskomforto būklė trukti 1 mėnesį po to, kai prietaisas buvo pradėtas naudoti.

9. Atsargumo priemonės dirbant su prietaisu

Prietaisas elektrosaugos atžvilgiu nepavojingas, jo nereikia įžeminti. Draudžiama prijungti ir atjungti elektrodus prietaisui veikiant.

Kategoriškai draudžiama:

- Jei prietaisas netvarkingas, atlikti kokias nors nors procedūras;
- Remontuoti prietaisą, kai jis yra įjungtas;
- Atlikti terapijos procedūras, kai prietaisas sugedęs.

Jei pastebėjote kokių nors problemų, susijusių su šiuo prietaisu, nedelsdami nutraukite procedūras ir kreipkitės į gamintoją.

SVARBU! Naudojant prietaiso Life Balance programas, BŪTINAI reikia laikytis skysčių režimo! (gerti 30 ml vandens 1 svorio kilogramui).

10. Prietaiso techninė priežiūra

Prietaiso techninę priežiūrą atlieka ir tikrina, ar jo būklė tinka darbui, bei ją rūpinasi vartotojas. Prietaisą reikia saugoti nuo drėgmės ir agresyvios aplinkos, smūgių poveikio, staigių temperatūros pokyčių.

Dėmesio! Stengdamiesi nesugadinti prietaiso, nevalykite jo išorinių dalių skiedikliais ir abrazyvinėmis medžiagomis.

Naudojant prietaisą, elektrodai, kontaktai oksiduojasi ir patamsėja. Tai prietaiso naudojimo pasekmė ir tai prietaiso veikimo kokybei nedaro įtakos.

Naudojant prietaisą „Life Balance“ mažėja akumulatoriaus talpa. Tai yra natūrali akumulatoriaus išteklių susidėvėjimo jį naudojant pasekmė.

Prietaisas „Life Balance“, skirtas natūralioms gamtinėms biosistemoms koreguoti, yra elektromagnetinis prietaisas aukštam sveikatos koeficientui palaikyti, jis švelniai ir saugiai veikia žmogaus organizmą, nepažeisdamas jo energinės pusiausvyros nei apskritai, nei vietiškai.

Svarbiausias prietaiso „Life Balance“, skirto natūralioms gamtinėms biosistemoms koreguoti, pranašumas yra galimybė sudaryti individualią automatinę programą pagal testavimo rezultatus „Life Expert“ prietaisu, galimybė naudoti automatines, specialiai paruoštas programas aukštam sveikatos koeficientui palaikyti esant įvairiausiems išoriniams ir vidiniams veiksniams. Be to, prietaiso naudotojas turi galimybę panaudoti jam asmeniškai sudarytas profilaktikos programas rankiniu režimu. Dėl to galima parinkti individualų profilaktikos kursą kiekvienam žmogui.

Prietaiso „Life Balance“ poveikis yra visiškai nekenksmingas, nes parazitams būdingi 100-900 KHz dažniai. Žmogaus organizmo struktūrų rezonansiniai dažniai yra 1–10 MHz. Žmogaus organizmui kenksmingi dažniai yra už 1 MHz ribos.



„Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisas nėra medicininės paskirties gaminy!

Dėmesio! Prietaiso negalima naudoti moterims pirmojo nėštumo trimestro laikotarpiu ir asmenims po organų transplantacijos. Taip pat nerekomenduojama jo naudoti pirmuosius du mėnesius po miokardo infarkto. Sergant sunkiomis širdies ligomis, prietaisą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo kūno.

11. Galimybės

Prietaisu **Life Balance** galima daryti poveikį 3 kryptimis:

- Antiparazitinė apsauga
- Žmogaus organizmo reguliavimas ir harmonizavimas
- Universali Energy programa

11.1 Antiparazitinė apsauga.

Prietaiso **Life Balance** antiparazitinės apsaugos programos padeda veiksmingai ir saugiai atlikti giluminį organų ir audinių valymą nuo toksinų, atkurti šalinimo sistemų funkciją, sustiprinti imunitetą bei atsikratyti daugelio infekcijų, esančių organizme.

Prietaiso antiparazitinių programų poveikis labai platus dėl svarbiausio veikimo principo: kryptingo rezonansinio dažnio poveikio. Šios programos padeda išvengti daugelio ligų.

11.1.1 Bazinės programos

1. *Helmintai*

Dažniausiai įvairiomis žarnyno infekcijomis užsikrečiama nuo neplautų vaisių, nepakankamai termiškai apdorotos mėsos ir žuvies, nešvarių rankų. Į organizmą gali patekti helmintų (kirmėlių). Gyvendami žmogaus organizme, helmintai minta jo audiniais, išskiria kenksmingas medžiagas. Organizmas, veikiamas „Helmintų“ programos, apsivalo nuo šių mikrobus.

Naudojimas: profilaktiškai rekomenduojama naudoti vieną kartą per 3 dienas. Iš viso reikėtų ne mažiau kaip 10 seansų. Kas 3 dienas rekomenduojama šią programą naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

2. *Antiseptic*

Žmonėms, pasirinkusiems aktyvų gyvenimo būdą, nepavyksta išvengti smulkių įbrėžimų ir nubrozdinimų. Dažniausiai į šias traumas nekreipiama dėmesio. Tačiau pažeidus odos dangalą į organizmą gali patekti infekcijų ir įvairių mikroorganizmų, sukeliančių uždegiminius procesus. Šiuo atveju pažeistas vietas reikėtų dezinfekuoti ir apdoroti bet koku antiseptiku. Programa „Antiseptic“ padeda šalinti iš organizmo kenksmingas medžiagas ir skatina gijimą.

Naudojimas: Programa naudojama visų uždegiminių procesų atvejais. Vartojimo dažnis priklauso nuo uždegimo laipsnio (2–3 kartus per dieną). Po to reikia pasinaudoti limfos, kepenų ir inkstų valymo programomis.

3. Bazinės bakterinės infekcijos

Daugelio bakterijų, tarp jų stafilokokų ir streptokokų, nuolat yra ant odos ir gerklės, nosies gleivinių. Keliaudami žmonės dažnai neišsimiega, persišaldo, fiziškai išvargsta. Imunitetas silpnėja. Šiuo atveju bakterijos pradeda daryti kenksmingą poveikį organizmui. Žmogus jaučia gerklės skausmą, pakyla temperatūra, prasideda šaltkrėtis. Programa "**Bazinės bakterinės infekcijos**" mažina kenksmingą bakterijų poveikį, padeda organizmui atgauti jėgas ir atkurti imunitetą.

Naudojimas: Programą reikia naudoti kasdien, kol visiškai atgausite sveikatą. Kas 3 dienas šią programą reikia naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

4. Papilomos virusas

Papilomos virusas laikomas labiausiai paplitusia infekcija, kurią žmogus perduoda žmogui. Pagal statistikos duomenis virusą organizme turi maždaug 90 procentų žmonių, ir žmogus dažniausiai neįtaria, kad jis yra viruso nešiotojas. Papilomos virusas pažeidžia visų odos dangalų epitelio ląsteles, taip pat burnos ertmės ir lytinių organų gleivines. Būdingas viruso ypatumas – jis gali sukelti pataloginį ląstelių dauginimąsi su dariniais – kondilomomis ir papilomomis. Užsikrečiama papilomos virusams patekus pro mažas žaizdeles, nubrozdinimus ir kitas smulkias odos traumas. Jei virusas pateks ant sveikos odos paviršiaus, žmogus neužsikrės, kadangi suragėjusiose ląstelėse virusai nesidaugina, be to, viršutiniai odos sluoksniai greit atsinaujina. Tik patekęs į odos vietas, kurių epitelis pažeistas, papilomos virusas intensyviai dauginasi, sukeldamas odos hiperplaziją – išvešėjimą.

Naudojimas: Programą reikia naudoti kasdien, kol visiškai pasveikstama. Kas 3 dienas šią programą reikia naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

5. Epšteino Baro virusas

Epšteino Baro virusas priskiriamas herpes virusų šeimai (tai 4-ojo tipo virusas) ir yra labiausiai paplitusi virusinė infekcija.

Pagal statistiką iki 60 proc. vaikų ir beveik visi suaugusieji yra užsikrėtę šiuo virusu. Epšteino Baro virusas perduodamas oro lašeline būdu (bučiuojantis), buitinių kontaktų būdu (bendri buitiniai daiktai) ir rečiau per kraują (transmisiniu būdu) ir moters – vaisiui (vertikalusis būdas). Infekcijos šaltinis yra tik žmogus, dažniausiai tai sergantieji, kuriems būdinga paslėpta ir neturinti simptomų formos. Epšteino Baro virusas patenka į organizmą pro viršutinius kvėpavimo takus, iš ten – į limfos audinius, pažeidžia limfmazgius, gerklę, kepenis ir blužnį.

Naudojimas: Programą reikia naudoti nuolatiniams programos naudotojams 1-2 kartus per dieną 10-14 dienų kasdien, kol visiškai pasveikstama, jei yra ligos požymių.

Kas 3 dienas šią programą rekomenduojama naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

6. Genitalijų herpesas

Genitalijų herpesas – lėtinė (ilgai trunkanti) liga, kuria susergama patekus į organizmą herpes simplex 2-ojo tipo virusui. Jis išlieka organizme ir gali kartkartėmis suaktyvėti. Per pirmuosius dvejus metus po užsikrėtimo pasitaiko 4–5 recidyvai (recidyvas – ligos pasikartojimas).

Naudojimas: Programą reikia naudoti nuolatiniams programos naudotojams 1–2 kartus per dieną 10–14 dienų kasdien, kol visiškai pasveikstama, jei yra ligos požymių.

Kas trečią dieną šią programą rekomenduojama naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

7. Herpes zoster

Herpes zoster virusas patenka į imlaus žmogaus organizmą oro lašeliniu būdu arba buitinių kontaktų metu. Zoster virusas, patekęs į žmogaus organizmą, iš pradžių provokuoja tokios ligos, kaip vėjaraupiai, vystymąsi. Pasveikus šio viruso atsikratyti nepavyksta, jis apsigyvena nugaros smegenų nervinėse ląstelėse ir gali čia tūnoti metų metus, niekaip nepasireikšdamas. Tačiau susidarius nepalankioms sąlygoms jis suaktyvėja ir pasireiškia kaip juostinė pūslelinė.

Naudojimas: Programą reikia naudoti 10–14 dienų kasdien. Kas trečią dieną šią programą rekomenduojama naudoti kompleksiškai kartu su „Detoksikacijos“ programa.

8. Grybeliai ir pelėsiai

Programa saugo organizmą, kad jis neužsikrėstų labai paplitusiu candida grybeliu ir tam tikromis pelėsinų grybelių rūšimis. Šių mikroorganizmų yra normalioje žarnyno, makšties, burnos mikrofloros sudėtyje. Tačiau susilpnėjus imunitetui candida pradeda aktyviai daugintis ir kenkti organizmui.

Pelėsiniai grybeliai žaloja žmonių sveikatą ir jų būstus. Net švariame kambaryje žmogus kvėpuoja oru, kuriame pilna jų sporų. Vos tik žmogaus imunitetas nusilpsta dėl ligos, ir slaptieji pelėsių agentai, gyvenantys organizme, jau sukelia ligas.

Pelėsiai neretai išskiria nuodingąsias medžiagas – mikotoksinus, kurie gali pakenkti žmonėms ir gyvūnams. Pelėsių poveikis juntamas, kai jų sporos prasiskverbia per įkvepiamą orą, odos paviršių arba praryjamos kartu su maistu.

Pelėsių yra visur, bet mes dažniausiai į juos žiūrime nerūpestingai, pjaustome žalias dėmes nuo duonos plutos arba seno sūrio, nugriebiame ploną baltą plėvelę nuo uogienės ir ramiai suvalgome tai, kas liko, net neįtardami, kad tai labai pavojinga. Jei pelėsiai pažeidė tik vieną apelsino skiltelę, vadinasi, sugedo visas vaisius. Kandidozės ir užsikrėtimo pelėsių grybeliais

profilaktika pasitelkus programą „Grybeliai ir pelėsiai“ normalizuoja rūgščių ir šarmų balansą, todėl trukdo daugintis grybeliams.

Naudojimas: Programą reikia naudoti 1–3 kartus per dieną 2–4 savaites kasdien. Kas trečią dieną šią programą rekomenduojama naudoti kompleksiskai kartu su „Detoksikacijos“ programa.

9. Gripas

Gripas – sunki virusinė infekcija. Bet pavojingas ne pats virusas, o komplikacijos juo persirgus. Jei organizmas yra nusilpęs, jį „puola“ kitos infekcijos. Jei norite išvengti nemalonių pasekmių laikotarpiu, kai vyksta gripo protrūkiai, pasinaudokite programa „Gripas“. Tam, kad jūsų neužkluptų bakterinė infekcija, taip pat reikėtų naudoti „Bazinę bakterinės infekcijos programą“ bei limfos, kepenų ir inkstų valymo programas.

Naudojimas: Programą epidemijos metu reikia profilaktiskai naudoti kas antrą dieną. Prireikus – kasdien. Kas trečią dieną šią programą rekomenduojama naudoti kompleksiskai su „Detoksikacijos“ programa.

10. Dermatomikozės

Patogeniniai tik pro mikroskopą matomi grybeliai gali pakenkti odos dangalus, sukeldami ligas, kurias jungia bendras pavadinimas – dermatomikozės. Tai odos ligos, kurias sukelia keli įvairūs grybeliai, paprastai klasifikuojami priklausomai nuo odos išbėrimo lokalizacijos. Programa padeda organizmui šalinti grybelių gyvybinės veiklos padarinius – toksinus, sumažinti apkrovą organams, sistemoms ir pagreitinti organizmo apsivalymo nuo kenksmingų medžiagų procesą.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama kasdien 1 kartą per dieną. Kursas – 2 savaitės. Naudojant programą reikia gerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens per parą.

11. Grybelių ir pelėsių šalinimo programa

Programa padeda organizmui pašalinti grybelių gyvybinės veiklos toksinus, sumažinti apkrovą organams, sistemoms ir pagreitinti organizmo apsivalymo nuo kenksmingų medžiagų procesą.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama kasdien 1 kartą per dieną. Kursas – 2 savaitės. Naudojant programą reikia gerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens per parą.

12. Detoksikacija

Žmonės dažnai valgo kenksmingą ir menkavertį maistą – pusgaminius ir greitąjį maistą, kvėpuoja užterštu oru, kai kurie girtauja, vartoja narkotikus, žaloja save tabako dūmais, užsikrečia patogeniniais mikrobais. Ir tada organizmo funkcijos sutrinka. Ima skaudėti galvą, pablogėja atmintis, maudžia nugarą, užkietėja viduriai, maistas atrodo neskanus. Ką tokiu atveju daryti? Reikia detoksikuoti organizmą.

Programa padeda greičiau pašalinti kenksmingas medžiagas iš organizmo.

Naudojimas: Programa naudojama kas trečią dieną. Naudojant programą reikia gerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens per parą.

13. Drenažo terapija

Programos tikslas – aktyvinti kenksmingų medžiagų – toksinų šalinimo iš organizmo procesą. Atliekant drenažo terapiją būtina gerti daug negazuoto ir nevirinto vandens – ne mažiau kaip 30 ml skaičiuojant kilogramui kūno masės per parą. Programa užtikrina organizmo valymą – tiek apsinuodijus cheminėmis medžiagomis nuo toksinų, tiek ir nuo parazitų bei jų gyvybinės veiklos produktų. Normalizuoja nervų, imuninę, limfos, endokrininę sistemą, virškinimo organų – kepenų, inkstų, žarnyno veiklą, kraujotaką ir kraujodarą.

Naudojimas: Programa naudojama kas trečią dieną. Naudojant programą būtina sąlyga – gerti daug švaraus negazuoto ir nevirinto vandens, ne mažiau kaip 30 ml vienam kilogramui kūno masės per parą. Naudojant programą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens per parą.

14. Kvėpavimo takai ir nosis

Laisvas kvėpavimas – svarbiausias geros savijautos dėmuo. Esant kvėpavimo nepakankamumui, organizmui trūksta deguonies, todėl stinga energijos, kuri taip reikalinga normaliai organizmo ir visų gyvybinių procesų veiklai. Programa „Kvėpavimo takai ir nosis“ padeda esant dėl įvairių priežasčių užgultai nosiai.

Naudojimas: Programa naudojama kas antrą dieną. Kas trečią dieną rekomenduojama naudoti šia programą kartu su detoksikacijos programa.

15. Candida

Candida – mielių grybelis, parazitaujantis žmogaus organizme ir sukeliantis kandidozę. Kandidozė – dažnas šalutinis poveikis po ilgo ir nekontroliuojamo antibiotikų terapijos vartojimo. Ilgai vartojami antibiotikai sunaikina visas bakterijas, pažeidžia normalią žmogaus organizmo mikroflorą, dėl to ima aktyviai daugintis ir plisti grybeliai. Programa padeda organizmui užkirsti kelią mielinų grybelių dauginimuisi.

Naudojimas: Programa naudojama kas antrą dieną. Kas trečią dieną rekomenduojama naudoti šia programą kartu su detoksikacijos programa.

16. *Candida mieliagrybis*

Maždaug 80 proc. mūsų planetos gyventojų yra parazituojančių Albicans mieliagrybių platintojai. Kas tai yra, žino ne visi. O štai apie pienligę daugelis yra girdėję. Jos medicininis terminas – kandidozė. Ja gali susirgti bet kurio amžiaus žmonės – ir naujagimiai, ir solidūs suaugusieji. Programa saugo organizmą nuo užsikrėtimo plačiai paplitusiais grybeliais candida Albicans. Nusilpus imunitetui candida Albicans pradeda aktyviai daugintis ir žaloti organizmą. Kandidozės profilaktika naudojant programą „Stop candida“ normalizuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, o tai trukdo grybeliams daugintis.

Naudojimas: Programa naudojama kas trečią dieną 2–4 savaites. Kas trečią dieną rekomenduojama naudoti šia programą kartu su detoksikacijos programa.

17. *Mutavusios žarnyno lazdelės*

Programa gali neutralizuoti kenksmingą žarnyno lazdelės poveikį ir padidinti organizmo atsparumą šiai lazdelei. Patogeninės žarnyno lazdelės, patekusios į žmogaus organizmą su nekokybiškais ir blogai pagamintais patiekalais ar vandeniu, sukelia sunkius apsinuodijimus. Naudojant programą „Žarnyno lazdelė“, organizmas apsaugomas nuo kenksmingų mikroorganizmų, bet ši programa nedaro žalos žarnyno mikroflorai.

Naudojimas: Programa naudojama 10–20 dienų kasdien. Kas trečią dieną rekomenduojama naudoti šia programą kartu su detoksikacijos programa.

18. *Limfa ir detoksikavimas*

Viena svarbiausių organizmo valymo programų yra „Limfa ir detoksikavimas“. Limfos sistema ne tik atlieka kenksmingų ir toksinių medžiagų neutralizavimo funkciją, bet valo nuo jų organus ir audinius. Susirgus įvairiomis ligomis kenksmingų medžiagų padaugėja daug kartų. Limfos sistema nespėja jų šalinti, ir vėl gali įvykti žarnyno intoksikacija. Programa „Švari limfa“ padeda greičiau valytis limfai, kartu neapkraudama pačios limfos sistemos. Rekomenduojama ją naudoti savaitę prieš išvažiuojant ilsėtis, tai padeda stiprinti imunitetą ir paruošti organizmą aklimatizavimuisi.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti kas trečią dieną. Naudojant programą „Švari limfa“ reikia gerti švaraus geriamojo vandens – ne mažiau kaip 1–1,5 litro per parą.

19. *Lamblija intestinalis*

Žarnyno lamblia parazituoja tik žmogaus organizme, ji sukelia lambliazę. Per savo gyvenimą su ja susiduria daugelis žmonių. Lamblijos patenka į organizmą nuo nešvarių rankų ir geriant nevirintą vandenį. Programa saugo nuo šių mikrobu žalojančio poveikio organizmui. Griežtai laikydamasis asmens higienos reikalavimų ir reguliariai profilaktiškai naudodamas programą „*Lamblia intestinalis*“, žmogus gali išvengti šių mikroorganizmo žalingo poveikio.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 1–2 kartus per dieną 10–14 dienų. Kas trečią dieną programą patariama naudoti su detoksikacijos programa.

20. *Pėdų ir nagų mikožės*

Pėdų mikožė – tai bet kurio pobūdžio ligos, pažeidžiančios žmogaus odos dangalus ir nagus. Šiomis ligomis žmogus gali užsikrėsti nuo kitų žmonių. Dažniausiai patologinis procesas pirmiausia lokalizuojasi tarpupirščiuose (būna retų išimčių). 30 procentų atvejų užsikrečiama šeimoje, nuo giminaičio sergančio grybeliu. Infekcija daugeliu atveju perduodama per bendrą avalynę ir kitus buities reikmenis. Maždaug tokia pat tikimybė egzistuoja užsikrėsti viešose vietose: pirtyse, dušuose, treniruočių ir sporto salėse, plaukymo baseinuose. Programa „Pėdų ir nagų mikožės“ suteikia organizmui atsparumo grybelių poveikiui, stabdo jų vystymąsi. Naudokite šią programą grybelinių ligų profilaktikai, ir visada turėsite švarias bei gražias pėdas.

Naudojimas: Programą reikia naudoti 15 dienų 1 kartą per dieną, tuo atveju, jei teko bendrauti su sergančiu žmogumi, arba 2 kartus tol, kol dingsta simptomai. Kas trečią dieną šią programą rekomenduojama naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

21. *Mikoplazma*

Mikoplazma – tai parazituojančios bakterijos arba saprofitai, kurie žaloja žmogaus organizmą. Ji gali provokuoti moterų ir vyrų nevaisingumą, sukelti uždegimines ligas bei pakenkti nėščioms moterims. Jei mikoplazma yra be simptomų, ji diagnozuojama vėlai, dėl to tikėtinos nemalios pasekmės, pavyzdžiui, lėtiniai kiaušidžių, šlapimo pūslės, prostatos uždegimai.

Naudojimas: Programą reikia naudoti kas trečią dieną, lėtiniais nešiotojams 10–14 dienų 1–2 kartus per dieną. Iš viso ne mažiau kaip 10 seansų. 1 kartą per tris dienas šią programą rekomenduojama naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

22. *Nematodai (apvaliosios kirmėlės)*

Nematodai arba apvaliosios kirmėlės – antroji pagal dydį (po nariuotakojų) grupė, labiausiai paplitusi kirmėlių (helmintų) grupė, kuriomis užsikrečia žmonės ir daugialąsčiai gyvūnai. Geriausiai žinomi nematodai yra askaridės, spalinės ir plaukagalviai. Gyvendami žmogaus kūne, šie parazitai minta jo audiniais, išskiria kenksmingas medžiagas. Programos

„Nematodai (apvaliosios kirmėlės)“ dėka organizmas išvalomas nuo šių mikrobu toksinų. Programa nekenkia žmogaus organizmui.

Naudojimas: Profilaktiškai programą reikia naudoti vieną kartą per 3 dienas. Iš viso rekomenduojama ne mažiau kaip 10 seansų. 1 kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

23. ŪMIŲ RESPIRATORINIAI SUSIRGIMAI

Dauguma ūmių respiratorinių infekcijų parduodamos oro lašelinių būdu. Darbe, transporto priemonėse, kine kažkam sukosėjus, aplinkiniai tuoj pat patenka į rizikos zoną. Visiems buvusiems vienoje patalpoje su ligoniu arba smarkiai persišaldžiusiems būtina imtis atsargumo priemonių ir pasinaudoti „Ūmių respiratorinių susirgimų“ programa. Ji neleidžia virusams daugintis ir apsaugos organizmą.

Naudojimas: Profilaktiškai programą reikia naudoti du kartus per dieną. Kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

24. Enterobiozė

Enterobiozė – labiausiai paplitusi parazitų – helmintų, priskiriamų spalinių rūšių, sukeliama liga. Spalinėmis dažnai užsikrečia vaikai, todėl enterobiozė yra labiausiai paplitusi helmintozių rūšis. Dažniausiai šiomis kirmėlėmis užsikrečiama per neplautus vaisius, nepakankamai termiškai apdorotą mėsą ir žuvį, nešvarias rankas. Susirgus sutrinka žarnyno veikla, apnuodijamas organizmas ir niežti išangės sritį. Veikiant programai „Enterobiozė“ organizmas apsisvalo nuo šių mikrobu. Programa nekenkia žmogaus organizmui.

Naudojimas: Profilaktiškai programą reikia naudoti kartą per 3 dienas. Iš viso reikia ne mažiau kaip 10 seansų. Kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

25. Limfa ir detoksikacija

Limfos sistema – dalis kraujagyslių sistemos, papildanti širdies ir kraujagyslių sistemą. Ji vaidina svarbų vaidmenį medžiagų apykaitos bei organizmo ląstelių ir audinių valymo procese. Limfa cirkuliuoja ir juda lėtai ir nedideliu slėgiu. Limfos ir detoksikacijos programa leidžia pro limfos sistemą šalinti toksinus ir valyti limfą. Esant problemoms, susijusioms su kepenimis, ypač sergant hepatitu, su kasa, ilgai trunkančioms ligoms, susijusioms su limfa, reikia vartoti „Limfos ir detoksikacijos“ programą.

Naudojimas: Profilaktiškai programą reikia naudoti vieną kartą per tris dienas. Iš viso reikia 10 seansų. 1 kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

26. Parodontozė

Parodontas – audiniai aplink dantis, laikantys jį reikiamoje vietoje. Parodontozė yra sisteminis aplink dantį esančio audinio pažeidimas. Tai nėra izoliuotas, o visada generalizuotas susirgimas, pažeidžiantis visą burnos ertmę. Ir nors ši liga nėra itin dažna, didžiausias pavojus yra tai, kad jos beveik neįmanoma pastebėti, todėl gydyti pradama labai vėlai. Be to, tuštumose, atsirandančiose dėl audinių atrofijos, gali pradėti vystytis ligas sukeltantys mikroorganizmai, o tai dar labiau apsunkina pacientų gyvenimą.

Naudojimas: Profilaktiškai programą reikia naudoti vieną kartą per tris dienas. Iš viso reikia ne mažiau kaip 10 seansų. 1 kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

27. Pirmuonys

Programa saugo nuo daugelio vienaląsčių parazitų neigiamo poveikio žmogaus organizmui. Ji patenka į organizmą nuo nešvarių rankų, neplautų produktų ir nevirinto vandens. Programa veikia pirmuonis, juos naikina. Griežtai laikantis asmens higienos taisyklių ir reguliariai profilaktiškai naudojant programą „Pirmuonims – ne!“ galima apsaugoti nuo šių mikroorganizmų.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 1–2 kartus per dieną 10–14 dienų. Vieną kartą per tris dienas programą patariama naudoti su detoksikacijos programa.

28. Paprastoji pūslelinė

Paprastoji lūpų pūslelinė – dažniausiai pasitaikanti herpes viruso sukelta liga. Pūslelinė gali pasireikšti ir lytinių organų srityje, ant kaklo, galvos ir rankų nedidelių opelių bei pūslelių pavidalu. Herpes virusas gali prasiskverbti į nervų sistemą ir sukelti įvairių sutrikimų. Patekęs į organizmą herpes virusas pasilieka nervų ląstelėse ir pasireiškia tik nusilpus imuninei sistemai. Žmogus, užsikėtęs virusu, gali jį perduoti kitiems žmonėms bučiuodamasis ir netgi per atviras odos vietas.

Naudojimas: Rekomenduojama programą „Be herpes“ naudoti savaitę 2–3 kartus per dieną, o vėliau 3 savaites vieną kartą per dieną. 1 kartą per tris dienas šią programą tikslinga naudoti kartu su „Detoksikacijos“ programa.

29. Rotavirusas

Rotavirusas yra specifinis patogeninis ligos sukėlėjas, svarbiausias provokatorius būklės, kuri vadinama žarnyno gripu, kai pasireiškia intoksikacija ir organizmo dehidratacija bei įvairūs peršalimo simptomai. Visiems žmonėms, buvusiems vienoje patalpoje su ligoniu arba smarkiai persišaldžiusiems, reikia profilaktiškai panaudoti „Rotaviruso“ programą. Ji trukdo virusams daugintis ir saugo organizmą.

Programa padės išvengti ligos bendraujant su ligoniu.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 2 kartus per dieną 10–14 dienų. Vieną kartą per tris dienas programą patariama naudoti kompleksiskai su detoksikacijos programa.

30. Stafilokokinė ir streptokokinė infekcija

Stafilokokų ir streptokokų nuolat būna ant odos ir gerklės, nosies gleivinėse. Dažnai kelionėse žmonės neišsimiega, persišaldo, išvargsta. Imuninė sistema nusilpsta. Tada „kokai“ pradeda kenkti organizmui. Žmogus jaučia gerklės skausmą, karščiuoja, vargina šaltkrėtis. Programa „Stafilokokinė ir streptokokinė infekcija“ sumažina neigiamą šių bakterijų poveikį, todėl organizmas gali atgauti jėgas ir sustiprinti imunitetą.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti kasdien, iki visiško pasveikimo. Vieną kartą per tris dienas programą patariama naudoti kompleksiskai su detoksikacijos programa.

31. Toksoplazmozė

Toksoplazma – viduląstelinis parazitas. Jam patekus į žmogaus organizmą, gali išsivystyti toksoplazmozė. Toksoplazmos patenka kontaktų su katėmis metu, nes būtent katės yra galutinės toksoplazmos šeimininkės. Programa saugo nuo toksoplazmos neigiamo poveikio žmogaus organizmui. Griežtai laikantis asmens higienos reikalavimų ir reguliariai profilaktiškai naudojant „Toksoplazmozės“ programą, galima apsisaugoti nuo šių mikroorganizmų.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 10–14 dienų 1–2 kartus per dieną. Vieną kartą per tris dienas programą patariama naudoti kompleksiskai su detoksikacijos programa.

32. Gebėjimo apsisaugoti nuo ligų stiprinimas

Imunitetas – organizmo gebėjimas priešintis ligas sukeliančių virusų, bakterijų poveikiui bei kitiems kenksmingiems aplinkos veiksniams. Kuo stipresnis imunitetas, tuo mažiau žmogui gresia pavojus susirgti. Gebėjimo apsisaugoti nuo ligų stiprinimas – vienas iš svarbiausių Wellness krypties uždavinių. To siekti padeda kenksmingų įpročių atsisakymas, subalansuotas maistas, sveikas gyvenimo būdas. Programa „Gebėjimo apsisaugoti nuo ligų stiprinimas“ palaiko organizmo imunines galias ir užtikrina patikimą apsaugą nuo išorės poveikio.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 10–14 dienų 1–2 kartus per dieną kasdien ryte, vos tik pabudus. Nerekomenduojama programos naudoti vakare, nes ji gali sukelti nemigą.

33. Ureaplazma

Ureaplasma – smulkiausios bakterijos, gyvenančios žmogaus lytinių organų gleivinėse ir šlapimtakiuose. Jos gali išprovokuoti įvairius lyties organų ir šlapimo sistemos – pūslės, uretros, prostatos, kiaušidžių ir jų priedų, moterims – makšties, gimdos ir priedų uždegimus, tapti sąnarių uždegimų, ypač sergant reumatoidiniu artritu, priežastimi. Apsaugos nuo lytinių organų uždegimų priemonės ne visada būna veiksmingos. Norint išvengti minėtų ligų, galima pasinaudoti „Intymiosios sveikatos“ programa, skirta apsaugai nuo daugelio infekcijų, plintančiu lytiniu būdu, sukėlėjų.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 10–20 dienų 1 kartą per dieną kasdien. Vieną kartą per tris dienas programą patariama naudoti kompleksiskai su detoksikacijos programa.

34. *Heliobacter pylori*

Heliobakter pylori yra unikali kenksminga bakterija, sukianti daugybę skrandžio ir žarnyno ligų. Įrodyta, kad ji yra atspari stipriam skrandžio rūgštinės terpės poveikiui. Ši bakterija lengvai juda skrandžio sienelių gleivinėmis, taip pat gali prie jų prisitvirtinti.

Daugindamiesi mikrobai pražūtingai veikia visas skrandžio ląsteles, dėl to vyksta įvairūs uždegiminiai procesai. Mūsų laikais naikinant tokias pavojingas bakterijas galima išvengti daugelio patologijų. Programa „Helicobacter pylori“ normalizuoja žarnyno ir skrandžio veiklą, šalina pavojingas medžiagas iš organizmo.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 10–20 dienų 1 kartą per dieną kasdien. Vieną kartą per tris dienas šią programą patariama naudoti kompleksiskai su detoksikacijos programa.

35. *Chlamidiozė*

Chlamidiozė – grupė ūmaus ir lėtinio pobūdžio infekcijų, kurias sukelia intraląstelinis parazitas chlamidija. Tai viena iš labiausiai paplitusių urogenitalinių infekcijų, dažnai simptomų nepastebima. Įvairūs duomenys rodo, kad nuo 5 iki 15 proc. jaunų lytiškai aktyvių žmonių yra užsikrėtę chlamidijomis. Be to, chlamidiozė yra kas antros nevaisingos šeimos problema.

Programa „Chlamidiozė“ padeda išvengti užsikrėtimo intraląsteliniiais parazitais chlamidijomis.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti 10–20 dienų 1 kartą per dieną. Organizmui detoksikuoti po šios programos rekomenduojamos limfos, kepenų ir inkstų valymo programos.

11.2 Organizmo reguliavimas ir harmonizavimas

„Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaiso“

organizmo reguliavimo ir harmonizavimo programos yra pagrįstos mokslininkų R. Folio ir A.F. Kramerio, studijavusių organizmo elektromagnetinį spinduliavimą, teorijomis. Mokslininkai savo tyrimuose teigė, kad kiekvienam organui būdinti skirtingi virpesiai. Nusilpusių organų

virpesiai skiriasi nuo sveikų.

Life Balance yra unikalus aparatas. Jo paskirtis – gerinti bendrą organizmo būklę. Kiekvienas žmogaus organas turi savus rezonansinius dažnius, kuriuos jis skleidžia. Veikiant įvairiems veiksniams šie rodmenys nukrypsta nuo normos ir atsiranda ligos rizika. Dažniausiai tokia tendencija pastebima dideliuose miestuose, kuriuose gyvenimo tempas labai greitas, dažnai patiriamas stresas. Arsenale yra 35 bazinės programos, galinčios padėti išsaugoti sveikatą ir gerą savijautą.

Ypatingi prietaiso **Life Balance** mažo intensyvumo biorezonansiniai virpesiai imituoja sveikų organų virpesius ir „perprogramuoja“ organizmą sveikatai, padeda jam savaime atsigausti.

Dėmesio: Life Balance prietaisas veikia žmogaus organus, netrikdydamas energijos informacinės pusiausvyros tiek apskritai, tiek ir vietškai (per organo projekcijos zoną), nustatydamas vidaus organus sveikam gyvenimui. Normalizuoja organizmą, suteikia galimybę pamiršti stresą ir lėtinį nuovargį.

1.2.1 Bazinės programos

1. Alergija

Alergija – padidintas organizmo jautrumas kokioms nors medžiagoms: produktams, vilnai, dulkėms, žiedadulkėms, cheminėms, infekcinėms medžiagoms. Nuo alergijos kenčia beveik pusė planetos gyventojų. Alergijos priežastis dažniausiai būna neteisinga mityba ir nesveikas gyvenimo būdas.

Programa padeda išvengti alergijos simptomų, sumažinti pagrindines alergijos apraiškas, stabilizuoti imuninę sistemą, ji palengvina žmogaus būklę.

Naudojimas: Programa naudojama kasdien ryte ir vakare profilaktiškai vieną kartą per 5 dienas. Alergijos priepuoliams sumažinti rekomenduojama programą naudoti 1–2 kartus per dieną. Dirbdami pagal programą jūs pajusite savijautos pagerėjimą, ji taip pat gali padėti esant sinusito priepuoliams, palengvinti kvėpavimą.

2. Kepenų funkcijos skatinimas

Kepenys yra unikali žmogaus organizmo dalis. Tai didžiausias virškinimo sistemos organas. Skirtingai nuo kitų vidaus organų, kurios atsakingos vos už kelis procesus, o kartais tik už vieną, kepenims tenka maždaug penki šimtai funkcijų. Jos veikia kaip didžiulis filtras, iš kraujo šalina toksinus, reguliuoja tulžies gamybą, riebalų ir angliavandenių lygį. Jos vaidina tiesioginį vaidmenį pusės žmogaus limfos ir šlapalo gamyboje. Trūkstant energijos tai yra mūsų baterija arba apsauginis generatorius, nes kepenyse yra glikogeno, kuris tam tikromis sąlygomis virsta gliukoze, palaikydamas organizmo gyvybines galias.

Naudojimas: Programa naudojama vieną kartą per dieną. Naudojant programą „Kepenų funkcijos skatinimas“ per parą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens.

3. Aktyvi apsauga (aktyvi apsauga)

Žmogaus organizmas egzistuoja nuolat keičiantis išorinei ir vidaus aplinkai, prie šių sąlygų jis priverstas nuolat prisitaikyti. Daugumos išorės veiksnių neįmanoma pavadinti naudingais. Ypatingą reikšmę sveikatai turi subalansuoti visi organizmo procesai bei jų gebėjimas savaime reguliuotis. Sveikas maistas, grynas oras, tolygūs fiziniai krūviai, teigiamos emocijos ir programa „Aktyvi apsauga“ labiausiai padeda rūpintis sveikata.

Naudojimas: Programa naudojama kasdien ryte. Nerekomenduojama vakare, nes dėl energijos pertekliaus gali sutrikti miegas.

4. Antivibracija

Ilgai trunkanti vibracija sukelia vibracijos ligą. Vibracija būna lokali (rankinių įrankių poveikis) ir bendra (staklės, įrenginiai, judančios mašinos, metro). Vibracijos poveikis juntamas atliekant įvairius darbus.

Ilgai trunkantis vibracijos poveikis labai kenkia žmogui. Vyrams dėl to gresia impotencija.

Naudojimas: Programa pagal poreikį gali būti naudojama bet kuriuo paros metu. Prietaisą reikia laikyti arba kišenėje, arba automobilyje ant skydo.

5. Nuo streso (miego sutrikimų)

Žmonės kasdien patenka į stresines situacijas: darbe, kelionėje, namuose, netgi ilsėdamiesi. Sveika ir ištreniruota psichika lengvai neutralizuoja streso pasekmes. Jei stresas vargina nuolat arba staiga pasikeičia įprastas gyvenimo ritmas, organizmui gali prireikti pagalbos. Programa „Nuo streso“ gali padėti bet kokioje situacijoje, esant bet kokiems psichologiniams arba fiziniams krūviams. Normalizuoja nervų sistemos veiklą, padeda greit užmigti ir ramiai miegoti. Daro raminamąjį poveikį kitoms organų sistemoms.

Naudojimas: Programa naudojama prieš miegą. Prietaisas padedamas po pagalve. Jei programai pasibaigus neužmiegame, tada seansą reikia pakartoti. Dėmesio! Režimo negalima naudoti darbe arba vairuojant automobilį.

6. Nuo artrito ir artrozės

Riboti judesiai ir skaudantys sąnariai trukdo dirbti, aktyviai ilsėtis ir atlikti fitneso pratimus. Viena iš riboto judrumo priežasčių – sąnarių kraujotakos sutrikimai ir juose susikaupusios kenksmingos medžiagos. Programa „Nuo artrito ir artrozės“ padeda gerinti kraujotaką, šalinti

kenksmingas medžiagas. Vadinasi, jūs galėsite atlikti visus mėgstamus darbus, būti aktyvūs ir sveiki.

Naudojimas: Programa naudojama kas antrą dieną (dienos metu).

7. Bronchų spazmai

Programa sėkmingai atkuria bronchų ir plaučių funkcijas, normalizuoja plaučių veiklą, nuima spazmus ir gerina aprūpinimą krauju bei deguonies įsavinimą. Įsidėkite prietaisą į kišenę krūtinės srityje, arčiau plaučių. Jei negalavimai yra lėtiniai, pasibaigus programai kartokite seansą.

Naudojimas: Programą „Bronchų spazmai“ kaip pirmosios pagalbos programą naudokite plaučių spazmų metu.

8. Giluminis valymas

Kasdien mums gali nutikti nemalonių dalykų – pasitaiko persivalgyti, pajusti sunkumą skrandyje, silpnumą, nuovargį, būna virškinimo sistemos sutrikimų, netgi apsinuodijimo. Norėdami padėti savo organizmui įveikti šiuos sunkumus, naudokite programą „Giluminis organizmo valymas“. Ji skirta įvairiems toksinams šalinti iš organizmo.

Naudojimas: Programą „Giluminis organizmo valymas“ galima naudoti bet kuriuo paros metu pagal poreikį. Prietaisą reikia laikyti kišenėje prie krūtinės arba tiesiog arti kūno. Naudojant programą per parą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens.

9. Giluminio valymo gydomoji programa

„Giluminio valymo gydomoji programa“ skirta šalinti toksinams iš organizmo ūmių procesų metu arba lėtiniais procesais organizme paūmėjus. Programa veiksminga šalinant iki 4000 molekulinės masės toksinus, įskaitant gyvačių nuodus. Jie šalinami per kraujotakos sistemą. „Giluminio valymo gydomoji programa“ labai pasiteisino atgaivinant organizmą po apsinuodijimo alkoholiu. Ją taip pat gali naudoti asmenys, nesaikingai vartojantys alkoholį.

Naudojimas: „Giluminio organizmo valymo“ programą galima naudoti bet kuriuo paros metu pagal poreikį. Prietaisą reikia laikyti kišenėje prie krūtinės arba tiesiog arti kūno. Naudojant programą per parą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens.

10. Depresija

Depresija, nerimas, baimė – šios sąvokos yra tarpusavyje susijusios. Nerimas ir baimė yra depresijos požymiai. Labai dažnai tokia būklė sukelia psichosomatines ligas, emocinį išsekimą, nepasitenkinimą savimi. Baimė – stiprus veiksnys, trukdantis žmogui atskleisti savo

galimybes ir laukti sėkmės. Programa padeda nutraukti depresinę būklę, sumažinti nerimą, pagerinti miegą, pakelti nuotaiką ir padidinti psichikos aktyvumą. Naudojimas: Kasdien 1 kartą dienos metu.

Naudojimas: Programą galima naudoti kasdien 1 kartą per dieną ryte arba nakčiai.

11. Kepenų detoksikavimas

Kepenys yra svarbiausias organas, neutralizuojantis toksines ir kitas kenksmingas medžiagas, susidarančias organizme. Joms tenka didelis krūvis, todėl jų darbingumas gali sumažėti ir prireikia valyti nuo toksinų.

Naudojimas: Programa naudojama vieną kartą per tris dienas. Naudojant programą „Švarios kepenys“ per parą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens.

12. Gyvybinė energija

Gyvybinė energija yra tai, kiek žmogus jaučia troškimą gyventi. Jei gyvybinės energijos yra, tai žmogus nori, gali, siekia, kuria, dega pats ir uždega kitus.

Gyvybinė energija – tai energija, kuri pripildo visas mūsų organizmo ląsteles ir atomus, jungia juos į vieną visumą, vieningą organizmą, priverčia smulkiausias šio organizmo daleles vibruoti savo dažniu, jungtis į vieną didžiulį energijos vartojimo ir spinduliavimo šaltinį. Programa „Gyvybinė energija“ didina psichikos aktyvumą, gerina miegą, panaikina nerimą ir emocinę įtampą.

Naudojimas: Programa naudojama vieną kartą per dieną.

13. Vidurių užkietėjimas

Vidurių užkietėjimas – sulėtintas, ap sunkintas arba sistemingai nepakankamas žarnyno išsivalymas. Tai situacija, kai žmogus ilgiau kaip 24 valandas nesituština. Toli gražu ne kiekvienas žmogus žino, koks yra storojo žarnyno vaidmuo užtikrinant tvirtą, stabilią sveikatą. Senovės išminčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai jau senų senovėje žinojo tiesą, kad jei žmogus nori būti sveikas, jo storojo žarnyno būklė turi būti ideali.

Naudojimas: Programa naudojama kasdien. Naudojant programą per parą reikia išgerti ne mažiau kaip 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens.

14. Imuninė sistema

Imunitetas – organizmo gebėjimas priešintis kenksmingiems veiksniams. Kuo stipresnis imunitetas, tuo mažiau žmogui gresia pavojus susirgti. Imuninės sistemos būklė priklauso nuo daugelio veiksnių:

- kenksmingų įpročių atsisakymo
- subalansuoto maisto
- sveiko gyvenimo būdo.

Programa „Imunitetas“ skatina organizmą, didina gebėjimą priešintis agresyviems išorės veiksniams ir didina fizinį aktyvumą.

Naudojimas: Režimą galima naudoti bet kuriuo paros metu. Jis idealiai tinka persišaldymo ligų profilaktikai.

Dėmesio! Nerekomenduojama programos naudoti nakčiai, nes ji gali sutrikdyti miegą.

15. Gydomoji programa odai (reguliavimas)

Odos regeneravimas yra procesas, atkuriantis mechaniškai pakenktus audinius. Nuo to, ar greit vyks šis procesas, priklausys, ar odoje liks randų arba pėdsakų. Toks atkūrimas priklauso nuo imuniteto, maitinimosi ir sveikatos būklės. Ši programa skirta padėti organizmui atkurti odą, pakenktą mechaniniu būdu.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama bet kuriuo paros metu.

16. Kepenų normalizavimas

Natūralūs atkūrimo procesai kepenims yra tikras išsigelbėjimas. Susirgus dauguma kepenų ligų nusiminti ir nuleisti rankų jokių būdu negalima, nes kepenys yra tikriausiai vienintelis organas, kuris, nepaisant rimtų pažeidimų, geba visiškai atsinaujinti. Išėjus iš rikiuotės net didelei kepenų daliai, likusios sveikos ląstelės gali pradėti palengva dalintis ir laikui bėgant užimti pakenktų ląstelių vietą ir atlikti savo darbą kaip reikiant – beveik tokiu pat principu taip pat, kaip driežo uodega. Taip gamta patikimai apsaugojo kepenis – organą, be kurio organizmas negali normaliai gyvuoti. Iki pat paskutinių daugelio ligų stadijų kepenis galima išgelbėti ir atkurti. Programa „Kepenų normalizavimas“ padės pagreitinti kepenų atnaujinimo po persirgtų ligų procesą.

Naudojimas: Programa „Kepenų normalizavimas“ gali būti naudojama bet kuriuo paros metu.

17. Sunkiai vykstantis gijimo procesas

Programa „Sunkiai vykstantis gijimo procesas“ padeda sinchronizuoti, reguliuoti visų organizmo organų ir sistemų veiklą, didina meridianų praeinamumą, užtikrina visavertį energijos ir kraujo funkcionavimą. Gerėja kraujotaka ir medžiagų apykaita, aktyvinamos ląstelės, tonizuojamas organizmas, valomas ir skystinamas kraujas, jame lieka mažiau šlakų.

Naudojimas: Programa „Sunkiai vykstantis gijimo procesas“ gali būti naudojama bet kuriuo paros metu pagal poreikį.

18. Kasa (kontroliniai dažniai)

Kasa yra unikalus organas. Tai vienintelė žmogaus organizme mišrios sekrecijos liauka. Ji gamina hormonus, reguliuojančius visas medžiagų apykaitos rūšis, todėl laikoma endokrininės sistemos organu. Kartu kasa sekretuoja fermentus į dvylikapirštės žarnos ertmę, todėl ją drąsiai galima vadinti virškinimo organu.

Naudojimas: Programa „Kasa“ gali būti naudojama bet kuriuo paros metu pagal poreikį. Pageidautina naudoti kartu su „Skrandžio ir žarnyno trakto reguliavimo programa“.

19. Skrandžio ir žarnyno trakto reguliavimas

Visavertis ir saikingas maistas – viena svarbiausių sąlygų, padedanti palaikyti gerą sveikatą. Pradedant vartoti neįprastus, nežinomus produktus, pažeidus valgymo režimą, patiriant ilgai trunkantį stresą, be abejo, labai apkraunamas skrandžio ir žarnyno traktas, todėl galimos labai nemalonios pasekmės. Programa „Virškinimas“ palankiai veikia visų skrandžio ir žarnyno trakto organų veiklą, padeda lengviau įsavinti maistą, sumažina nervų sutrikimų riziką.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama bet kuriuo paros metu. Optimalus laikas 7.00–9.00 val. Pakartotinai galima naudoti po pusvalandžio.

20. Moterų lytinės ir šlapimo sistemos reguliavimas

Prastos ekologinės sąlygos, žalingi įpročiai nepalankiai veikia moters organizmą, greitina senėjimo procesą ir sukelia daug moters organizmo problemų. Programa aprėpia platų moterų problemų spektrą ir naudinga bet kuriame amžiuje. Ji mažina priešmenstrualinę įtampą, skausmingus pojūčius, koreguoja klimakterinius sunkumus. Programa skirta moterų lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimų profilaktikai ir naudinga bet kurio amžiaus moterims.

Naudojimas: Profilaktiškai programa naudojama 1 kartą per savaitę bet kuriuo metu. Mergaitėms lytinės brandos laikotarpiu rekomenduojama ją naudoti 1–2 kartus per savaitę. Moterims, kurių menstruacijos skausmingos ir kurios dėl to patiria diskomfortą, – kasdien bet kuriuo metu.

Dėmesio! Nerekomenduojama naudoti programos nėščioms moterims arba planuojant nėštumą.

21. Limfos sistemos reguliavimas ir valymas

Limfos sistema ištiesią parą rūpinasi organizmo švara. Ji vaidina svarbų vaidmenį šalinant medžiagų apykaitos produktus, taip pat palaikant imunitetą. Limfa natūraliu būdu išvaloma

praeidama limfmazgius, bet kartais to nepakanka. Sutrikus limfos sistemos funkcijai, iki 83 proc. kenksmingų medžiagų susikaupia tarp ląstelių. Tada padidėja visų šalinimo organų: kepenų, žarnyno, inkstų apkrova.

Programa padeda skystinti limfą, šalinti iš organizmo šlakus ir nereikalingą vandenį, gerina medžiagų apykaitą ląstelėse, normalizuoja kraujospūdį, stiprina imunitetą.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama bet kuriuo metu. Naudojant programą rekomenduojama lengvai masažuoti – glostyti.

Dėmesio! Tam, kad toksinės medžiagos būtų veiksmingiau šalinamos, gerkite švarų geriamąjį vandenį, 1–1,5 litro per parą.

22. Kraujotakos reguliavimas

Nejudrus gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, neteisinga mityba, stresas – tai sąlygos, kurios neigiamai veikia kraujotakos sistemą, sutrikdo ne tik jos veiklą, bet ir visą medžiagų apykaitą. Kraujotakos programos paskirtis padėti užkirsti kelią kraujotakos sistemos sutrikimams. Tai labai svarbu žmogaus sveikatai ir aktyviam darbingumui išsaugoti.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama bet kuriuo metu pagal poreikį, bet optimalus laikas yra nuo 11.00 iki 13.00. Prietaisą reikia laikyti kišenėje prie krūtinės arba arti kūno.

23. Vyrų šlapimo sistemos ir lyties organų reguliavimas

Vyrų sveikata – ne tik sveika potencija, bet ir nepriekaištingai funkcionuojantys kiti vidaus organai. Rūpintis vyrų sveikata reikia nuo pat jaunystės. Programa skirta vyrų šlapimo sistemos ir lyties organų reguliavimui. Ji reguliuoja šlapinimosi procesus, vyrų lytinių liaukų, taip pat ir prostatos funkcijas. Kuo vyresnis vyras, tuo naudingesnė ši programa.

Naudojimas: Programa naudojama vieną kartą per savaitę, optimalus laikas nuo 21.00 iki 23.00 val.

24. Endokrininės sistemos reguliavimas

Endokrininė sistema reguliuoja organų veiklą hormonais ir užtikrina vidaus terpės pastovumą (homeostazę). Endokrininė sistema dalyvauja organizmo vystymosi, jo augimo, reprodukcinės funkcijos procesuose. Taip pat ji reguliuoja psichinę būklę ir emocijas.

Naudojimas: Programa gali būti naudojama bet kuriuo paros metu.

25. Nuskausminimo režimas

Skausmas – organizmo organų ir sistemų reakcija į agresyvių išorinės aplinkos poveikį arba vidaus organų funkcijų sutrikimus. Skausmas suteikia daug nepatogumų, neleidžia pajusti gyvenimo pilnatvę. Vienintelis veiksmingas kovos prieš skausmą būdas – pašalinti jo atsiradimo priežastis. Nuskausminimo programa aprėpia dažnių, neutralizuojančių įvairiausios kilmės skausmo atsiradimo priežastis, rinkinį.

Naudojimas: Programa naudojama bet kuriuo paros metu pagal poreikį. Jei skausmas per valandą neatslūgo, seansą reikia pakartoti.

26. Režimas „Inkstai“

Inkstų atliekamos funkcijos yra įvairios. Svarbiausia jų – reguliuoti vandens ir elektrolitų apykaitą organizme, palaikant nuolatinį kraujo tūrį ir kraujospūdį bei kitų skysčių spaudimą. Inkstai taip pat reguliuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą organizme. Jie šalina azoto apykaitos produktus – šlapalą, kreatinimą, šlapimo rūgštį ir kt.

Netinkama mityba (ypač per didelis maisto kiekis), medžiagų apykaitos sutrikimai, vitamino A trūkumas, peršalimas, infekcijos užteršia inkstus, dėl to juose atsiranda smėlio ir akmenų. Programa padeda aktyviai šalinti toksinus iš organizmo, reguliuoja inkstų veiklą, taip pat užkerta kelią akmenligei.

Naudojimas: Programa naudojama bet kuriuo paros metu, geriausia nuo 17.00 iki 19.00. Jei organizmas užterštas toksiniais arba infekcinių ligų atveju po pusvalandžio seansą reikia pakartoti. Tam, kad inkstai normaliai funkcionuotų, būtinais reikia gerti 1–1,5 litro švaraus geriamojo vandens per parą.

Dėmesio! Naudojant šią programą gali išsiskirti daugiau šlapimo.

27. Septynios čakros

Žmogus – sudėtinga energinė struktūra, kurios pagrindą sudaro septyni energijos centrai – čakros, išsidėsčiusios palei stuburą. Kiekviena čakra yra susijusi su tam tikrais organais. Pažeidus čakras, sutrinka jas atitinkančių organų veikla. Čakrose kaupiasi energija. Negatyvi energetika užteršia čakras ir pražūtingai veikia visą organizmą.

Programos poveikis: ji harmonizuoja prarastą energiją, ją teisingai paskirsto ir kartu atkuria organų ir visų sistemų veiklą.

Naudojimas: Programa naudojama dienos metu.

28. Širdis, reguliavimas

Nuo širdies veiklos priklauso, kaip organai aprūpinami deguonimi ir maisto medžiagomis, vadinasi, ir viso organizmo organų funkcionavimas. Širdies veikla sutrinka dėl neteisingo gyvenimo būdo, streso, pernelyg didelių fizinių krūvių.

Programa reguliuoja kompleksinę kraujotaką ir kraujospūdį, užtikina normalų širdies raumens aprūpinimą krauju, skatina širdies savireguliaciją ir jos stabilią veiklą.

Naudojimas: Programa naudojama bet kuriuo paros metu pagal poreikį, du kartus, optimalus laikas nuo 11.00 iki 13.00.

Dėmesio! Nerekomenduojama naudoti programos du mėnesius po miokardo infarkto.

29. Lėtinio nuovargio sindromas

Visiems žmonėms per gyvenimą vienaip ar kitaip yra tekę išgyventi būklę po sunkaus, įtempto darbo ir nepakankamos miego trukmės. Paprastai nuovargis praeina gerai, turiningai pailsėjus ir išsimiegojus. O jei simptomai lieka, tai reiškia, jog organizmas praneša apie negalavimą.

Ilgai trunkantys pervargimo laikotarpiai gali būti rimtos ligos, žinomos kaip [lėtinio nuovargio sindromas](#) (LNS), dažniausiai pakertančios moteris, požymis.

Naudojimas: Naudokite programą 1–2 kartus per dieną pirmojoje dienos pusėje.

30. Svorio mažinimas (nutukimo gydymas)

Antsvoris – tokia organizmo būklė, kai jo ląstelyne, audiniuose ir organuose ima kauptis per daug riebalų. Antsvoris, kurio simptomai pasireiškia svoriui padidėjus nuo 20 proc. ir daugiau lyginant jį su vidutiniais rodikliais, yra ne tik bendro diskomforto priežastis. Jis taip pat gali sukelti psichofizinių problemų, pakenkti sąnariams ir stuburui, sutrikdyti lytinį gyvenimą bei kitų problemų, susijusių su būklėmis, būdingomis tokio pobūdžio pasikeitimams. Programą „Svorio mažinimas“ rekomenduojama naudoti stengiantis atsikratyti antsvorio bet kuriomis prieinamomis priemonėmis.

Naudojimas: Programą galima naudoti kasdien.

31. Akių nuovargio mažinimas

Nuolatinė akių apkrova (skaitymas, darbas prie kompiuterio), taip pat gyvenimo sąlygų ir ritmo permainingos vargina akis, sukelia regėjimo susilpnėjimą.

Programa mažina akių apkrovas, akių nuovargį ir skausmą, padeda normalizuoti regėjimą.

Naudojimas: Naudokite 7 dienas kasdien prieš miegą. Po to vienos dienos pertrauka. Seansus kartokite tol, kol gausite pageidaujamą rezultatą. Pasibaigus programai patariama nevarginti akių.

Dėmesio! Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, derinkite su pratimais, skirtais ciliariniams raumenims stiprinti.

32. Protinis nuovargis

Protinis nuovargis ir su tuo susijęs darbingumo sumažėjimas turi savų specifinių ypatumų. Dažniausiai jis pasireiškia ilgai ir įtemptai dirbant, kai dėl to labai sustiprėja arba nusilpsta išorinių jutimo organų veikla. Dėl protinio nuovargio blogėja atmintis, todėl mintis „išsisklaido“, greit dingsta iš atminties tai, kas neseniai buvo įsisavinta. Programa „Protinis nuovargis“ didina galvos smegenų darbingumą, gerina atmintį ir kartu su sveika gyvensena skatina žmogų pozityviai mąstyti.

Naudojimas: Kasdien 1–2 kartus dienos metu.

33. Nugaros nuovargis

Stuburas yra tarsi organizmo šerdis. Nešiojant sunkumus jam tenka didelis krūvis. Ypač dažnai pasitaiko stuburo traumų sportininkams ir žmonėms, atliekantiems sunkų fizinį darbą. Neteisingai sėdint taip pat gresia stuburo problemos.

Programa sukurta stuburui stiprinti.

Programa „Nugaros nuovargis“ padeda palaikyti gerą stuburo būklę. Taip pat gerinama fosforo ir kalcio apykaita. Stiprėja organizmo apsauginės funkcijos.

Naudojimas: Programa „Nugaros nuovargis“ gali būti naudojama Jums patogiu laiku pagal poreikį.

34. Cholesterolis

Hipercholesterolemija – tai ne liga, o aterosklerozės išsivystymo rizikos veiksnys. Šiuo terminu apibūdinamas padidinta cholesterolio koncentracija kraujyje. Cholesterolis yra ląstelių membranų sudėtinė dalis. Tačiau dėl per didelės cholesterolio koncentracijos gali susidaryti aterosklerozinės plokštelės. Naudojant programą „Cholesterolis“ galima sumažinti cholesterolio koncentraciją, sumažinti aterosklerozės išsivystymo riziką, ji padeda išvalyti ir sustiprinti kraujagysles.

Naudojimas: Programą rekomenduojama naudoti atskirais ne ilgesniais kaip 1 mėnesio kursais. Kuo didesni lipidų apykaitos sutrikimai, tuo ilgiau programą reikia naudoti. Profilaktiškai programą galima naudoti 1–2 kartus per savaitę.

34. Dantų jautrumas

Padidintas dantų jautrumas (hiperstezija) gali pridaryti daug nemalonumų. Atrodo, kad mūsų dantys pradėjo reaguoti į bet kuriuos dirgiklius: karštus, šaltus, saldžius ir aštrius gėrimus ir maistą. Pastarųjų metų statistika rodo, kad dėl padidinto dantų jautrumo į odontologus

kreipiasi vis daugiau žmonių – tai rodo, kad dantų ligų, nesusijusių su kariesu, keliskart padaugėjo. Programa „Dantų jautrumas“ padeda išvengti padidinto dantų jautrumo ir atsikratyti šios nemalonios problemos.

Naudojimas: Programą galima naudoti bet kuriuo metu pagal poreikį.

11.3 Universali programa Energy

Universali programa Energy – unikali programa, kuri gali padėti atsikratyti nuovargio ir jo išvengti, apsaugoti nuo mieguistumo, blogos nuotaikos ir kitų kasdieninių nepatogumų, kurie persekioja kiekvieną mūsų laikmečio žmogų. Nuovargio ir blogos savijautos problema ypač aktuali miestų gyventojams. Ji susijusi ne vien su stresu ir bloga ekologija, bet ir aplinkui esančiais biopatogeniniais laukais (kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, elektriniais buities prietaisais).

Prietaisas Life Balance veikiant universaliai programai Energy, skleidžia harmoningus elektromagnetinius dažnius, kurie išlygina bioenergetinius rodiklius, aktyvina organizmo reguliavimo funkcijas, kurios grindžiamos rezonansiniais reiškiniais, saugo nuo biopatogeninių ir geopatogeninių veiksnių. Teisingai sudaryta elektromagnetinio poveikio programa atkuria ir sustiprina žmogaus fiziologinius rodiklius, sumažina psichoemocinę įtampą, suteikia energijos, puikios nuotaikos, labai pagerina savijautą. Ruošiant universalią programą Energy buvo panaudotas „plaukiojančių dažnių“ principas. Šie dažniai fiziologiški, juos organizmas geriau priima.

Yra žinoma, kad energija žmogaus kūnu teka nuolat. Tačiau dažnai organizme atsiranda negatyvios užsisitovėjusios energijos „salelių“. Universali programa Energy padės nukreipti mūsų energiją teisinga linkme ir pašalinti negatyvios informacijos sąstovius.

Naudojimas: Programą galima naudoti 1–2 kartus per dieną dienos metu.

Dėmesio! Nenaudokite programos daugiau kaip 2 kartus per dieną. Nenaudokite naktį.

Universali programa Energy naudojama organizmo gynybinėms galioms sustiprinti ir gamtos biosistemų natūralios elektromagnetinės spinduliuotės poveikiui koreguoti.

Svarbiausias **„Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaiso pranašumas** – galimybė sudaryti individualią automatinę programą pagal testavimo „Life Expert“ prietaisu rezultatus, taip pat automatinės, specialiai paruoštos programos aukštam sveikatos koeficientui palaikyti esant įvairiausiems išorės ir vidaus veiksniams. Be to, prietaiso savininkas gali panaudoti individualiai sudarytas profilaktikos programas rankiniu režimu. Todėl kiekvienam žmogui galima parinkti individualų profilaktikos kursą.

Dėmesio: „Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisai nėra medicininės paskirties gaminiai!

Dėmesio! Prietaiso negali naudoti nėščiosios pirmąjį nėštumo trimestrą bei asmenys, kuriems persodinti organai. Taip pat nerekomenduojama jį naudoti pirmus du mėnesius po miokardo infarkto. Sergant sunkiomis širdies ligomis prietaisą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo kūno.

12. Pastaba: Norint pasiekti geriausių rezultatų, „Life Balance“ natūralių gamtinių biosistemų koregavimo prietaisą rekomenduojama naudoti kartu su „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisu“.

